



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معاونت درمان – اداره امور آزمایشگاهها
آزمایشگاه مرجع دانشگاهی

آزمایش های رایج انعقادی (PT, PTT)

تابستان ۹۲

آزمایش های رایج انعقادی

به منظور ارزیابی و شناسایی علت فونریزی ضروری است عوامل سیستم انعقاد، سیستم فیبرینولیتیک، شمارش پلاکت ها و عملکرد آنها مورد سنجش قرار گیرد دوآزمایش PT و PTT از متداول ترین آزمایش های انعقاد فون هستند .

PT : Prothrombin Time

زمان پروترومبین

هدف:

- ✓ ارزیابی فاکتور های انعقادی مسیرهای خارجی و مشترک در سیستم انعقادی
- ✓ بررسی توانایی ایجاد لخته توسط فاکتورهای ۱ و ۵ و فاکتورهای وابسته به ویتامین K (۲ ، ۷ ، ۹ ، ۱۰)
- ✓ مساسیت بیشتر نسبت به آزمون PTT در بیماری های کبدی و کمبود ویتامین K

جهت اندازه گیری زمان PT، ترومبوپلاستین بافتی و یون کلسیم به پلاسما ی بیمار اضافه شده و زمان صرف شده جهت انعقاد پلاسما اندازه گیری می شود. آزمایش PT همه مسیر فیزیولوژیک انعقاد را بررسی نمی کند.

تست PT در کنار اندکس INR (*International Normalized Ratio*) ارزشمند می باشد.

در واقع به دلیل تفاوت بین شرکت های تولید کننده فاکتور بافتی، برای استاندارد کردن PT از اندکس INR استفاده می شود.

واحد INR یا نسبت همسو شده بین المللی یکی از شیوه های گزارش آزمایش PT بوده که بر مبنای معرف فاکتور بافتی استاندارد شده با معرف بافتی مرجع WHO می باشد.

به بیان دیگر اگر آزمایش PT بیمار با معرف بافتی مرجع انجام شود نسبت PT بیمار به کنترل برابر INR می‌گردد.

$$INR = \left(\frac{PT_{test}}{PT_{normal}} \right)^{ISI}$$

ISI یا نشانگان مساسیت بین‌المللی:

مساسیت معرف PT به کمبود فاکتورهای وابسته به ویتامین K در مسیر خارجی را نشان می‌دهد و مقدار آن از عدد ۱ تا ۳ متخیر است.

هر چه مقدار عددی ISI به یک نزدیک شود بیانگر مساسیت بسیار بالای معرف می‌باشد و چنانچه به عدد ۳ نزدیک شود بیانگر کاهش مساسیت آن فواید بود.

بیمارانی که از داروهای ضدانعقاد استفاده می‌کنند، باید INR آنها ۲ تا ۳ باشد.

برای بیمارانی که در معرض فطر تشکیل لخته هستند، نیاز است که INR بالاتر و مدود ۲/۵ تا ۳/۵ باشد. در محیقت پزشکی از INR برای تنظیم دارو استفاده می‌کند تا PT را در محدوده مناسب برای بیمار قرار دهد.

افزایش زمان PT :

افزایش زمان PT در بیماریهای سیروز کبدی، هیپاتیت، کمبود ویتامین K، مسمومیت با سالیسیلات ها، انسداد مجاری صفراوی، مصرف کومارین، انعقاد منتشر داخل عروقی (DIC)، انعقاد وسیع فون و کمبود ارثی فاکتورهای انعقاد فون مشاهده می‌شود.

عوامل مداخله کننده :

ورزش، مصرف الکل و کشیدن سیگار می‌تواند زمان PT را طولانی کند.

بگر گاو و فوک، سبزیجاتی مانند کلم بروکلی، گل کلم، شلغم و کاهو سرشار از ویتامین K هستند و مصرف آنها زمان PT را طولانی می‌کند.

رژیم پرپروبی، زمان PT را کاهش می‌دهد.

داروهایی که باعث افزایش زمان PT می شوند :

آلوپورینول، آمینوسالیسیلیک اسید، باربیتورات ها، آنتی بیوتیک های گروه بتا لاکتام (آمپی سیلین، آموکسی سیلین، پنی سیلین ...) کلرال هیدرات، سفالوتین، کلرامفنیکل، کلرپرومازین، کلستیرامین، سایمتیدین، کلوفیرات، کلستپول، اتیل الکل، گلوکازون، هپارین، متیل دوپا، نئومایسین، آنتی کوآگولان های فوراکی، پروپیل تیوراسیل، کینین، سالیسیلات و سولفانامید ها

داروهایی که باعث کاهش زمان PT می شوند:

استروئید های آنابولیزان، باربیتورات ها، کلرال هیدرات، دیژیتال، دیفن هیدرامین، استروژن ها (قرص ضدماملگی)، گریژنوفلووین، قرص های ضد بارداری فوراکی و ویتامین K

زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده

PTT: Partial Thromboplastin Time

Activated Partial Thromboplastin Time: aPTT; APTT

هدف:

✓ بررسی سیستم دافلی و مسیر مشترک در انعقاد خون

✓ ارزیابی فاکتورهای VIII، IX، XI، PK، HMWK، XII

افزایش زمان PTT :

کمبود مادرزادی یا اکتسابی فاکتورهای انعقادی (هیپوفیبرینوژنمی، بیماری فون ویلبراند و هموفیلی)، سیروز کبدی، کمبود ویتامین K، لوسمی، انعقاد منتشره داخل عروقی، تجویز هپارین

آزمایش PTT وابسته به تمام فاکتورهای مسیر داخلی به جز فاکتور ۷ و ۱۳ است و کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی هر کدام از آنها موجب طولانی شدن آزمایش می‌گردد. افزایش بیش از حد یک فاکتور انعقادی ممکن است آزمایش PTT را در مضمور کمبود فاکتورهای دیگر انعقادی نرمال کرده و بر کمبود آنها پوشش گذارد. این حالت در افزایش شدید فاکتور ۸ ممکن است رخ دهد.

فاکتورهای ۸، فون ویلبراند و فیبرینوژن در گروه پروتئین‌های فاز ماد بوده و بیماری‌های التهابی منجر به افزایش سطح آنها می‌گردند.

کاهش زمان PTT :

در مراحل اولیه انعقاد داخل عروقی منتشره و کانسر پیشرفته مشاهده می‌گردد.

عوامل مدافله کننده :

داروهایی که زمان PTT را طولانی می‌کنند: آنتی هیستامین ها (دیفن هیدرامین، کلاماستین و کلرفنیرامین، فکسو فنادین، لوراتادین، سیتیزین و آکرواستین)، اسید آسکوربیک، کلرپرومازین، هپارین و سالیسیلاتها

مضمور لوپوس آنتی کواگولانت ممکن است منجر به طولانی شدن PTT گردد، در این حالت طولانی بودن PTT با فونریزی همراه نبوده و برعکس با فطر ایجاد ترومبوز همراه است.

نمونه گیری و شرایط نگهداری :

- نمونه فون لازم بر روی سیترات دو سود ۳/۸ درصد و به نسبت ۱ به ۹ (۱ سی سی سیترات و ۹ سی سی فون) گرفته می شود.
- فاصله زمان نمونه گیری تا انجام آزمایشات انعقادی وابسته به درجه حرارت نگهداری نمونه است.
- آزمایش PT با نگهداری نمونه فون در لوله در بسته دردمای ۱۸ تا ۲۴ درجه (نمونه سانتریفیوژ شده یا نشده) تا ۲۴ ساعت از نمونه گیری بلا مانع است.
- نگهداری پلاسما در ۲ تا ۴ درجه فاکتور ۷ را فعال می کند و سبب کاهش PT به میزان ۲ تا ۳ ثانیه می شود. بنابراین نمونه PT در یخچال قرار داده نشود و در صورتی که امکان انجام آن تا ۲۴ ساعت در دمای اتاق نباشد توصیه می شود متما پلاسما جدا شده و فریز گردد.
- پلاسمای مربوط به بیماران تمت هپارین تراپی بایستی حداکثر تا یک ساعت از فون جدا گردد.
- انجام آزمایش PTT تا ۴ ساعت بر روی پلاسمای نگهداری شده در دمای ۲ تا ۴ بلا مانع است.

چنانچه برای PT تا ۲۴ ساعت و PTT تا ۴ ساعت امکان انجام آزمایش نباشد، پلاسما را جدا کرده و این پلاسما تا دو هفته در ۲۰- درجه و تا ۶ ماه در دمای ۷۰- پایدار است.

- پلاسمای فریز شده را بایستی به سرعت در ۳۷ درجه ذوب نمود و در کوتاهترین زمان ممکن مورد آزمایش قرار داد.

- باتوجه به اینکه در اکثر موارد هردو آزمایش PT و PTT همزمان درفواست و فونگیری می شود بنابراین حداکثر تا ۴ ساعت آزمایش ها انجام گردد.

منابع خطا :

- ◀ آسیب رساندن به رگ (عقب و جلو بردن سوزن هنگام فون گیری) باعث آزاد شدن فاکتور بافتی و کاهش کاذب زمان PTT و به خصوص زمان PT می شود.
- ◀ فونگیری از محل ست تزریق وریدی با توجه به هپارینه بودن برقی از این وسایل سبب افزایش زمان PT میشود.
- ◀ همولیز باعث فعال شدن مسیر انعقاد میشود. از فشک شدن الکل روی پوست هنگام نمونه گیری مطمئن شوید و از کشیدن ناگهانی پیستون سرنگ هنگام نمونه گیری اجتناب کنید.
- ◀ تغییرات PH باعث تفریب فاکتورهای انعقادی میشود بنابراین با بسته نگه داشتن درب لوله مانع از تغییرات PH شوید.
- ◀ ضد انعقاد سیترات سدیم تهیه شده باید در یخچال نگهداری شود.
- ◀ چنانچه هماتوکریت بیماری بیشتر از ۵۵٪ باشد، بایستی مقدار سیترات با توجه به هماتوکریت تنظیم گردد، در غیر این صورت سیترات اضافی در مجم کم پلاسمای بیمار پرفون، با پیوند به کلسیم اضافه شده در هنگام آزمایش موجب طولانی شدن کاذب زمان آزمایش می شود.

برای مناسبه سیترات لازم در بیماران با هماتوکریت های بالا از فرمول زیر

استفاده می شود؛ $(595 - HCT) \div (100 - HCT) =$ مجم سیترات مورد نیاز

◀ دمای انکوباتور برای آزمایش‌های انعقادی بایستی در محدوده 1 ± 37 درجه بوده و پلاسمای بیمار و کنترل هیپگاه قبل از انجام آزمایش‌های انعقادی بیشتر از ۱۰ دقیقه در ۳۷ درجه قرار نگیرد.

◀ پلاسمای لیپمیک و پلاسمای زرد رنگ و پلاسمای قرمز (نمونه همولیز) در دستگاه‌های کواگولومتر با روش نور سنجی باعث ایجاد خطا شده بنابراین لازم است با روش دستی انجام گردد.

◀ کمبود فیبرینوژن بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلی‌گرم درصد در تمام آزمایش‌های انعقادی که نقطه پایان آنها (End point) بر اساس تشکیل لخته است موجب طولانی شدن آن می‌شود.

◀ چنانچه از سیستم لوله‌های فلا برای نمونه‌گیری استفاده می‌گردد، نمونه مربوط به آزمایش‌های انعقادی باید ابتدا گرفته شود. چون احتمال آغشته شدن سوزن با محتویات لوله‌های دیگر مانند EDTA و یا ژل فعال‌کننده لخته وجود دارد.

◀ افزایش حجم نمونه تا میزان ۱۰ درصد حجم واقعی می‌تواند قابل قبول باشد، به عنوان مثال برای حجم ۲ میلی‌لیتر نمونه تا ۰/۲ افزایش نمونه (۲/۲ میلی‌لیتر) قابل قبول می‌باشد.

منابع :

1. Golafshan H. Quality control in Hematology, Shiraz medical school, 2000
2. Golafshan H. Coagulation system (First and second Ed) Shiraz medical school 1999-2003.
3. Pagana K. Diagnostic & laboratory test reference (Ninth Ed), Jafari publisher 2009
4. Macferson R. Henrys Clinical diagnosis & management by laboratory methods (twenty –first Ed) 2007