

آخرین تغییرات CLSI سال ۲۰۱۴

## در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی

۱- در تعیین استافیلوکوک های کواگولاز مثبت و منفی مقاوم به متی سیلین به جای دیسک اگزاسیلین و کلواگزاسیلین، باید از دیسک سفوکسیتین استفاده گردد.

لازم به ذکر است که برای سایر ارگانیزم ها مثل پنوموکوک استفاده از اگزاسیلین در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی همچنان دارای اعتبار می باشد.

۲- به منظور تعیین حساسیت استافیلوکوک ها به آنتی بیوتیک وانکومايسين استفاده از دیسک این آنتی بیوتیک ارزش ندارد و بهتر است از روشهای تعیین MIC استفاده گردد.

یاد آوری می گردد استفاده از دیسک وانکومايسين برای تعیین حساسیت ضد میکروبی انتروکوک همچنان معتبر می باشد.